


US-9 LMT LipoFreeze System

Το μηχάνημα US-9 LMT LipoFreeze είναι υψηλής τεχνολογίας σύστημα κρυολιπόλυσης, που με ασφάλεια και αξιοπιστία χρησιμοποιείται για τη μείωση και αφαίρεση του τοπικού πάχους, τη σύσφιξη του δέρματος και τη βελτίωση της ελαστικότητας του δέρματος.


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



Κρυολιπόλυση

Η κρυολιπόλυση είναι μια μη επεμβατική (χωρίς επαφή) διαδικασία κατά την οποία οι γιατροί τοποθετούν μια μικρή βεντούζα στο δέρμα του ασθενούς. Η συσκευή εξάγει βαθμιαία τη θερμότητα του σώματος μέχρι να παγώσει το υποδόριο λίπος.


ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ



1

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ:

Μετά την τοποθέτηση της αντιψυκτικής μεμβράνης στην περιοχή της θεραπείας, τοποθετήστε την χειρολαβή και πατήστε έναρξη. Η περιοχή θα αναρροφηθεί μέσα στην χειρολαβή.



2

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΨΥΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:


Ελεγχόμενη δυνατή ψύξη.



3

ΨΥΞΗ:

Ψύχεται η λιπώδης μάζα μόνο, χωρίς να επηρεαστούν οι περιφερειακοί ιστοί.



4

ΑΠΟΠΤΩΣΗ:

Απόπτωση των λιποκυττάρων που έχουν ψυχθεί και απομακρύνονται σταδιακά από τον οργανισμό.

Πείτε αντίστοιχο πάχος με μια και μόνο συνεδρία.



Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Output Power:	1000W
Display:	8.4inch color touch screen
Language:	English
Dimension:	59*35*112.5cm
N.W:	40kg
Package:	Aluminium box
Handpiece:	5 pcs Handpiece
	H1: Big fat freeze handle 18*8*6.8cm
	H2: Small fat freeze handle 15*6.3*5cm
Pressure:	400KPA
Temperature:	-10~-5degree
Cooling system:	Wind+water+semiconductor
Working Time:	No downtime